

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Asna1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43681

Número de artículo: CM0029443



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ASNA1 humano (GET3/TRC40), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la entrega de proteínas de anclaje en la cola y las vías del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASNA1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARSA1; ASNA1; CMD2H; TRC40; ARSA-I; ASNA-I
Especie	Humano
GeneID (Humano)	439
GeneID	439
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-348 de ASNA1 humano (NP_004308.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43681
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo