

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Asns Para Wb, Elisa - P08243

Número de artículo: CM0002823



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-ASNS validado para WB y ELISA. Reactivo cruzado con humano, ratón y rata. Se dirige a la asparagina sintetasa (P08243), una ligasa dependiente de glutamina esencial para la biosíntesis de asparagina y el control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ASNS
Observaciones/Alias	TS11; ASNSD; ASNS
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	440
ID del Gen	440
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 de la ASNS humana (P08243).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P08243
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo