

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Asns Para Wb, If/Icc, Elisa - P08243

Número de artículo: CM0026251



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ASNS de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la biosíntesis de asparagina y el control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ASNS Conejo pAb
Observaciones/Alias	TS11; ASNSD; ASNS
Especies	Humano
GeneID (Humano)	440
GeneID	440
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 212-561 de ASNS humano (NP_001664.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08243
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo