

Anticuerpo De Conejo Policlonal Anti-Asns Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08243

Número de artículo: CM0016742



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo policlonal de conejo anti-ASNS validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige a la asparagina sintetasa (P08243), implicada en la biosíntesis de asparagina y el control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASNS pAb de conejo
Observaciones/Alias	TS11, ASNSD, ASNS
Especie	Humano
GeneID (humano)	440
GeneID	440
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 262-561 de ASNS humana (NP_001664.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08243
Peso proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo