

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aspa Para Wb, If/Icc, Elisa - P45381

Número de artículo: CM0026158



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra aspartoacilasa (ASPA) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar el metabolismo de N-acetilaspártato, el mantenimiento de la sustancia blanca y la enfermedad de Canavan.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASPA Conejo pAb
Observaciones/Alias	ASP; ACY2; ASPA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	443
GeneID	443
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-313 de ASPA humana (NP_001121557.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45381
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo