


Anticuerpo Policlonal Anti-Asph Para If/Icc, Elisa - Q12797

Número de artículo: CM0030970



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo reconoce la ASPH humana, también conocida como aspartato beta-hidroxilasa. Es adecuado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), apoyando la investigación sobre la señalización del calcio y las modificaciones postraduccionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASPH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAH; BAH; HAAH; JCTN; FDLAB; junctin; CASQ2BP1; ASPH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	444
GeneID	444
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 81-270 de la ASPH humana (NP_001158227.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q12797
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo