


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aspscr1 (Tug) Para Wb, If/Icc, Ip - Q9Bze9

Número de artículo: CM0031001



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a ASPSCR1 (TUG) para Western blot, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de tráfico de GLUT4 y señalización de insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TUG/ASPSCR1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TUG; ASPL; ASP5; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPCR1
Especie	Humano
GenelD (humano)	79058
GenelD	79058
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 284-553 de TUG/ASPSCR1 humano (NP_076988.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZE9
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo