


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ass1 Para Wb, If-P, Elisa - P00966

Número de artículo: CM0010943



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ASS1 de alta calidad para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ASS1 humano, de ratón y de rata; ayuda en estudios del ciclo de la urea y del metabolismo de la arginina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASS1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ASS; CTLN1; ASS1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	445
ID del gen	445
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ASS1 humano (P00966).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00966
Peso proteico	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo