

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Asun/Ints13 Para Wb Y Elisa - Q9Nvm9

Número de artículo: CM0007394



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ASUN/INTS13 (subunidad 13 del complejo Integrator), validado para WB y ELISA. Reconoce la proteína ASUN/INTS13 humana, un componente clave del complejo integrador implicado en la terminación de la transcripción y la regulación del ciclo celular. Ideal para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASUN/INTS13 mAb de conejo
Observaciones/Alias	ASUN; GCT1; NET48; Mat89Bb; SPATA30; C12orf11; ASUN/INTS13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55726
GeneID	55726
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de la ASUN/INTS13 humana. (NP_060634.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NVM9
Peso proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo