

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histona H3-R17 Dimetil-Asimétrica (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000282



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la histona H3 dimetilada asimétrica en la arginina 17 (H3R17me2a). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata; se predice una amplia reactividad cruzada. Componente central del nucleosoma esencial para la regulación epigenética.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Descripción                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo Anti-Histona H3-R17 DiMetil-Asimétrica                                                                    |
| Observaciones/Alias | H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Histona H3-R17 DiMetil-Asimétrica         |
| Especie             | Humano                                                                                                                  |
| GeneID (humano)     | H3                                                                                                                      |
| GeneID              | 8290/8350                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la histona H3 humana (NP_003520.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Metilados                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata, Otros (Se Predice Amplio Rango)                                                                    |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 15kDa                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                          |