

Anticuerpo Monoclonal Anti-At1R/Agtr1 Para Wb, Elisa - P30556

Número de artículo: CM0010071



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra AT1R/AGTR1 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta el receptor de angiotensina II tipo 1, un GPCR implicado en la regulación de la presión arterial y la entrada viral. Ideal para la investigación de enfermedades cardiovasculares e infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AT1R/AGTR1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AT1; AG25; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	185
GeneID	185
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del AT1R/AGTR1 humano (P30556).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30556
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo