

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-At1R/Agtr1 Para Wb, Elisa - P30556

Número de artículo: CM0017152



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AT1R/AGTR1 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Reconoce el receptor de angiotensina II tipo 1, un regulador clave de la presión arterial. ~41 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AT1R/AGTR1 pAb de conejo
Observaciones/alias	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	185
ID del gen	185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 294-388 de AT1R/AGTR1 humano (NP_114438.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P30556
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo