

Anticuerpo Policlonal Anti-Atad3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvi7

Número de artículo: CM0029582

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATAD3A humano, adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Validado para estudios de biología mitocondrial, incluida la organización de la red y el metabolismo. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATAD3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATAD3A; HAYOS; Familia ATPasa; ATAD3A/B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55210
ID de Gen	55210
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de ATAD3A humano (NP_001164006.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NVI7
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo