

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atad3A/Atad3B Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Número de artículo: CM0021642

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATAD3A y ATAD3B, validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigaciones mitocondriales y estudios de metabolismo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATAD3A/ATAD3B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3A/ATAD3B
Especie	Humano
GenelD (Humano)	55210/83858
GenelD	55210/83858
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Peso de la proteína	71/73kDa
Envío	Bolsa de hielo