

Anticuerpo Monoclonal Anti-Atad3A/B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Número de artículo: CM0006637

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ATAD3A/B, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Esencial para la organización de la red mitocondrial y el metabolismo; sobreexpresado en adenocarcinomas de pulmón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATAD3A/B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATAD3A; HAYOS; Familia ATPasa; ATAD3A/B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55210/83858
GeneID	55210/83858
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de ATAD3A/B humano. (NP_060658.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Peso Proteico	57kDa/66kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo