

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ataxina 3 (Atxn3) Para Wb Y Elisa - P54252

Número de artículo: CM0006632



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ataxina 3 (ATXN3), validado para transferencia Western (WB) y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación sobre neurodegeneración, homeostasis proteica y deubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ataxina 3 (ATXN3) mAb de conejo
Notas/Alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxina 3 (ATXN3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4287
GeneID	4287
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-361 de la Ataxina 3 (ATXN3) humana (NP_004984.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P54252
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo