

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ataxina-3 (Atxn3) Para Wb, If/Icc, Elisa - P54252

Número de artículo: CM0014644



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Ataxina-3 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con ATXN3 humano y de ratón, dirigiéndose a los aminoácidos 1-361. Ideal para estudios de neurodegeneración, autofagia y homeostasis proteica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Ataxina-3 (ATXN3)
Observaciones/Alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxina-3 (ATXN3)
Especie	Humana
ID del gen	4287
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-361 de la Ataxina-3 humana (ATXN3) (NP_004984.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P54252
Peso molecular de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo