


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ataxina-3 (Atxn3) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54252

Número de artículo: CM0013674



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la Ataxina-3 humana (ATXN3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la enfermedad de Machado-Joseph y las vías de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ataxina-3 (ATXN3) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxina-3 (ATXN3)
Especie	Humano
ID de Gen	4287
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-361 de la Ataxina-3 humana (ATXN3) (NP_004984.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54252
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo