


Anticuerpo Policlonal Anti-Atf2 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Número de artículo: CM0022025



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra ATF2 (CREB2, HB16). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA en humanos, ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación transcripcional, la apoptosis y las vías de respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] ATF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; F2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1386
GeneID	1386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-190 de ATF2 (NP_001871.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15336
Peso de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo