


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atf2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P15336

Número de artículo: CM0004051



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra ATF2 humano (CREB-2), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de regulación transcripcional y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATF2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1386
ID del gen	1386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-340 de la ATF2 humana (NP_001871.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15336
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo