

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atf2 Para Wb, Ihc-P - P15336

Número de artículo: CM0015577



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ATF2 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta la proteína ATF2 humana, de ratón y de rata (~55kDa). Ideal para la investigación de regulación de la transcripción y respuesta al daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATF2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1386
GeneID	1386
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 del ATF2 humano (NP_001871.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15336
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo