

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atf3 Para Wb - P18847

Número de artículo: CM0012090

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ATF3 validado para WB, IP, ChIP y ELISA. Dirigido a la ATF3 humana (ID génico 467), presenta reactividad cruzada con ratón. Inmunógeno recombinante (aa 1-77). Ideal para investigación en transcripción y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] ATF3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATF3
Especie	Humano
ID génico (humano)	467
ID génico	467
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-77 de la ATF3 humana (NP_001665.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P18847
Peso de la proteína	12-21 kDa
Envío	Bolsa de hielo