

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atf3 Para Wb, Elisa - P18847

Número de artículo: CM0019411

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-ATF3, validado para WB y ELISA, reacciona con ATF3 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de regulación de la transcripción y respuesta al estrés. P18847.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATF3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATF3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	467
ID de Gen	467
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-181 de ATF3 humana (NP_001665.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18847
Peso Proteico	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo