

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18847

Número de artículo: CM0017091

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para ATF3, validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudiar la regulación transcripcional inducida por estrés. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ATF3
Observaciones/Alias	ATF3
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	467
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-181 de ATF3 humano (NP_001665.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P18847
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo