

Pab De Conejo Anti-Atf4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18848

Número de artículo: CM0019521



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATF4 humano (CREB2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. ATF4 es un factor de transcripción clave en la respuesta al estrés celular y el metabolismo. Ideal para investigaciones sobre estrés del RE, estrés oxidativo y desarrollo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo ATF4
Observaciones/alias	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
Especie	Humano
GeneID (humano)	468
GeneID	468
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-351 de ATF4 humano (NP_001666.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P18848
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo