

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atf6 Para Wb, Ihc-P, Ip, Chip Y Elisa - P18850

Número de artículo: CM0010109

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra ATF6 humano, validado para WB, IHC-P, IP, ChIP y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de la UPR y el estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ATF6
Observaciones/Alias	ACHM7; ATF6A; ATF6
Especie	Humana
ID del gen (humano)	22926
ID del gen	22926
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P18850
Peso de la proteína	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo