

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atf7 Para Wb, Elisa - P17544

Número de artículo: CM0026486

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATF7 humano, validado para Western blot y ELISA. ATF7 es un regulador de la cromatina sensible al estrés involucrado en la inmunidad innata, la diferenciación de adipocitos y el mantenimiento de los telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ATF7
Observaciones/Alias	ATFA; ATF7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11016
GeneID	11016
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17544
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo