


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atf7Ip Para Wb, Elisa - Q6VmQ6

Número de artículo: CM0016944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATF7IP humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para estudiar la regulación transcripcional, la remodelación de la cromatina y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATF7IP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AM; MCAF; p621; MCAF1; ATF-IP; ATF7IP1; ATF7IP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55729
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 525-725 de ATF7IP humano (NP_060649.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6VMQ6
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo