

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atg10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0Y0

Número de artículo: CM0027322

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a ATG10, una enzima tipo E2 que cataliza la conjugación de ATG12-ATG5 durante la autofagia. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aminoácidos 120-220.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83734
GeneID	83734
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 120-220 de ATG10 humano (NP_113670.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0Y0
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo