

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg12 Para Wb, If/Icc, Elisa - 094817

Número de artículo: CM0014212



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ATG12 humano (proteína 12 relacionada con la autofagia). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en autofagia e interacción huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATG12 Rabbit pAb
Abreviaciones/Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Especie	Humano
GeneID	9140
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la ATG12 humana (NP_004698.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	094817
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo