

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atg12 Para Wb, Elisa - O94817

Número de artículo: CM0002160



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ATG12 humano (APG12L) para Western blot y ELISA. Validado para investigación en autofagia con reactividad cruzada en muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG12 Ac m de Conejo
Observaciones/Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9140
ID del Gen	9140
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 41-140 de Apg12 humano (O94817).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O94817
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo