


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atg13 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75143

Número de artículo: CM0017636



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATG13 (UniProt O75143), adecuado para aplicaciones de Western blot, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ATG13 humano, de ratón y de rata. Es compatible con estudios de autofagia y mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	ATG13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KIAA0652; PARATARG8; ATG13
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9776
ID del gen	9776
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 281-480 de ATG13 humano (NP_001136145.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75143
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo