

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg14 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zne5

Número de artículo: CM0028676



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATG14 humano validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Detecta el regulador de la autofagia asociado a Beclin1 de 55 kDa, ideal para investigación en autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATG14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATG14L; BARKOR; KIAA0831; ATG14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22863
GeneID	22863
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-440 de la ATG14 humana (NP_055739.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6ZNE5
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo