

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg16L1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q676U5

Número de artículo: CM0013560



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATG16L1, un factor clave para la autofagia. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de autofagia e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATG16L1 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Especie	Humano
GeneID	55054
Inmunógeno	Un péptido sintético dentro de los aminoácidos 200-300 de ATG16L1 humano (NP_110430.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q676U5
Peso molecular de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo