

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg16L1 - Q676U5

Número de artículo: CM0021794



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATG16L1 humano (SWISS: Q676U5). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Ideal para estudios de autofagia y vías inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG16L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Especie	Humano
GeneID	55054
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-300 de ATG16L1 humano (NP_110430.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q676U5
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo