

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atg16L1 Para Wb Y Elisa - Q676U5

Número de artículo: CM0009550



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra ATG16L1 humana, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con especies humanas y de ratón. Ideal para investigación en autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado en KO] ATG16L1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	55054
GeneID	55054
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 6-105 de ATG16L1 humana (Q676U5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q676U5
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo