

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg16L2 Para Wb Y Elisa - Q8Naa4

Número de artículo: CM0014942

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATG16L2 validado para Western blot y ELISA, que reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación sobre autofagia y homeostasis epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATG16L2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	WDR80; ATG16B; ATG16L2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	89849
GeneID	89849
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-275 de la ATG16L2 humana (NP_203746.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NAA4
Peso molecular	69kDa
Envío	Bolsa de hielo