

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg2A Para Wb, Elisa - Q2Taz0

Número de artículo: CM0026572



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATG2A humano (BLTP4A), adecuado para Western blot y ELISA. Una proteína clave de transferencia de lípidos en la biogénesis del autofagosoma y la regulación de las gotas lipídicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG2A Conejo pAb
Observaciones/Alias	BLTP4A; ATG2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23130
GeneID	23130
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de ATG2A humano (NP_055919.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q2TAZ0
Peso Proteico	213kDa
Envío	Bolsa de hielo