

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg2B Para Wb, Elisa - Q96By7

Número de artículo: CM0027560

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATG2B humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. ATG2B es esencial para la autofagia y la regulación de gotas lipídicas, por lo que este anticuerpo es ideal para investigación de metabolismo celular y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ATG2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BLTP4B; C14orf103; ATG2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55102
GeneID	55102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1360-1600 de ATG2B humana (NP_060506.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96BY7
Peso Molecular	233kDa
Envío	Bolsa de hielo