

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atg3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nt62

Número de artículo: CM0002041



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-ATG3 validado para la detección por Western blot, IHC-P y ELISA de ATG3 humano, de ratón y de rata. Respalda investigaciones de autofagia confiables con alta especificidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo ATG3
Observaciones/Alias	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64422
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Apg3 (Atg3) humano (Q9NT62)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NT62
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo