


Anti-Atg3 Anticuerpo Policlonal De Conejo - Q9Nt62

Número de artículo: CM0029201



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ATG3 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para la investigación de autofagia con reactividad cruzada a ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE; ATG3
Especie	Humano
GeneID (humano)	64422
GeneID	64422
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NT62
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo