

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg4A Para Wb, Elisa - Q8Wyn0

Número de artículo: CM0023520



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ATG4A humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Se dirige a la cisteína proteasa de la autofagia implicada en el procesamiento de ATG8; adecuado para investigación en autofagia. SWISS: Q8WYN0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado en KO] ATG4A Rabbit pAb
Alias	APG4A, AUTL2, HsAPG4A, ATG4A
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	115201
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 289-398 de la ATG4A humana (NP_443168.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicaciones	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
Accesión SWISS	Q8WYN0
Peso Molecular Predicho	45kDa
Condición de Envío	Bolsa de hielo