

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atg4A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wyn0

Número de artículo: CM0020530



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la cisteína proteasa humana ATG4A (APG4A/AUTL2). Apto para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Generado contra proteína recombinante (aa 210-398). Para estudios de autofagia y deslipidación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG4A Ac. pAb de Conejo
Observaciones/Alias	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; ATG4A
Especie	Humano
GeneID (humano)	115201
GeneID	115201
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-398 de ATG4A humana (NP_443168.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WYN0
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo