


Anticuerpo Policlonal Anti-Atg4B Para Wb, Elisa - Q9Y4P1

Número de artículo: CM0028791



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la ATG4B humana (APG4B, AUTL1), una proteasa clave de la autofagia. Validado para Western Blot y ELISA. Adecuado para estudiar vías de autofagia, mitofagia y conjugación de ATG8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATG4B pAb de conejo
Observaciones/Alias	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	23192
ID del gen	23192
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-393 de la ATG4B humana (NP_037457.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y4P1
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo