


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atg4B Para Wb, If, Elisa - Q9Y4P1

Número de artículo: CM0004589



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a ATG4B humano (Q9Y4P1), validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Herramienta esencial para el estudio de la autofagia, mitofagia y el procesamiento de ATG8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG4B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23192
GeneID	23192
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de ATG4B humano (Q9Y4P1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4P1
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo