

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg4C Para Wb, Elisa - Q96Dt6

Número de artículo: CM0027946

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATG4C humano, validado para WB y ELISA. ATG4C es una cisteína proteasa esencial para la autofagia, que procesa las proteínas ATG8. Ideal para investigación en autofagia y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG4C Conejo pAb
Observaciones/Alias	APG4C; AUTL1; AUTL3; APG4-C; HsAPG4C; ATG4C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84938
GeneID	84938
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de ATG4C humano (NP_116241.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96DT6
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo