

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg4D Para Wb Y Elisa - Q86TL0

Número de artículo: CM0030284

Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-ATG4D validado para WB y ELISA, reactivo con ATG4D humano y de rata. Proteasa de cisteína implicada en la autofagia; adecuado para investigar las vías de la autofagia y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG4D Conejo pAb
Observaciones/Alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84971
ID de Gen	84971
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-474 de ATG4D humano (NP_116274.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q86TL0
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo