

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atg4D Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86TI0

Número de artículo: CM0021021

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATG4D humano (APG4D/AUTL4), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. ATG4D es una cisteína proteasa esencial para la autofagia y la mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG4D Conejo pAb
Observaciones/Alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84971
GeneID	84971
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de ATG4D humano (NP_116274.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86TL0
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo