

Anticuerpo Monoclonal Anti-Atg5 Para Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H1Y0

Número de artículo: CM0002087



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-ATG5 de conejo validado por KO para WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Reactividad con especies: humano, ratón, rata. Ideal para estudios de autofagia, apoptosis y desarrollo de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	[Validado por KO] ATG5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; G5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9474
ID del Gen	9474
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H1Y0
Peso de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo