

Anticuerpo Policlonal Anti-Atg7 Para Ihc-P Y Elisa - 095352

Número de artículo: CM0025806

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATG7 humano (095352), validado para IHC-P y ELISA. Ideal para investigación en autofagia, mitofagia y detección de biomarcadores en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	ATG7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GSA7, APG7L, SCAR31, APG7-LIKE, ATG7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-676 de ATG7 humano (NP_001129503.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	095352
Peso proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo